

Młynki M 20 universal Producent: IKA

M 20 universal to urządzenia przeznaczone dla różnych aplikacji:

- podwójne ścianki komory mielenia umożliwiające chłodzenie urządzenia wodą
- zdejmowalna, łatwa do czyszczenia komora mielenia
- możliwość korzystania z dwóch komór na przemian



Wyposażenie standardowe

- element tnący ze stali nierdzewnej o twardości do 5 stopni skali Mohsa
- komora mielenia o pojemności 250 mL

Wyposażenie dodatkowe

- ostrze tnące do mielenia substancji o twardości do 9 stopni w skali Mohsa, pokryte węglikiem wolframu
- krzyżowe ostrze zamienne przeznaczone do włóknistych substancji: papier, rośliny, i także dla tworzyw sztucznych o małym ciężarze właściwym
- dodatkowa komora mielenia o pojemności 250 mL

Dane techniczne

parametry	M 20 universal
objętość mielenia [mL]	250
prędkość [obr/min]	0 – 20.000
moc wejście/wyjcie [W]	440 / 225
praca ciągła [min]	7 / 10
max. granulacja ziaren [mm]	6 - 7
klasa ochrony IP	21
wymiary (szer. x głęb. x wys.) [mm]	170 x 170 x 350
ciężar [kg]	6,6